



## **CONTENEDORES TRANSPORTE AÉREO** **CRYOSHIPPER IATA**



- A diferencia del resto de contenedores para transporte, el contenedor Cryoshipper IATA (International Transport Air Association) se emplea para transporte aéreo, cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a transporte de sustancias potencialmente peligrosas.
- El contenedor Cryoshipper IATA se trata de un conjunto compuesto por un protector de transporte, un contenedor Cryoshipper XTRA CAPACITY y un segundo contenedor de acero inoxidable, donde las muestras van protegidas por hojas de material absorbente.
- Almacenamiento para transporte de tubos en racks.
- Capacidad de almacenamiento de nitrógeno de 11,8 litros.
- Incorporan un material absorbente que retiene el nitrógeno líquido, manteniendo en su interior una temperatura que puede alcanzar hasta  $-150^{\circ}\text{C}$ .
- Certificado CE como Producto Sanitario según la directiva 93/42/EEC.

## CARACTERÍSTICAS



	<b>CRYOSHIPPER XTRA IATA</b>
Capacidad LIN (lit.)	11,8
Pérdida estática (lit./día)	0,80
Nº cánisters	1 rack
Nº tubos de 2 ml	350
Diámetro boca (mm)	216
Altura total (mm)	584
Altura útil (mm)	317
Diámetro útil (mm)	215
Altura útil contenedor secundario (mm)	222
Diámetro útil contenedor secundario (mm)	187
Diámetro externo (mm)	381
Peso vacío (kg)	13,6
Peso lleno (kg)	21,4

## CÓDIGOS

3.327.75.250 Contenedor Cryoshipper XTRA IATA

CENTRAL: 08009 - Barcelona, Aragón 300, Tel: (93) 290 26 00, Fax: (93) 290 26 10

## SUCURSALES

**ALICANTE - 03113**  
Pol. Ind. de las Atalayas  
Parcela 157  
Tel.: (965) 11 24 60  
Fax: (965) 28 60 74

**TELDE - 35219**  
(Las Palmas G. C.)  
Urbanización Industrial  
Salinetas  
Tel.: (928) 13 02 90  
Fax: (928) 13 34 81

**SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 28703 (Madrid)**  
Avda Tenerife, 2 - Edif. 1  
Tel.: (91) 657 95 58  
Fax: (91) 657 95 68

**SEVILLA - 41013**  
Av. Ramón Carande, 10  
Tel.: (95) 423 95 51  
Fax: (95) 423 93 80

**ARRIGORRIAGA - 48480**  
(Vizcaya)  
Barrio del Chaco, s/n  
Tel.: (94) 671 92 06  
Fax: (94) 671 92 28

**EN PORTUGAL (GASIN)**

**OPORTO 4451-801**  
**Leça da Palmeira**  
Rua do Progresso 53  
Perafita - Apartado 3051  
Tel: 00 - 351 - 22 - 999 83 00  
Fax: 00 - 351 - 22 - 999 83 20

**BARCELONA - 08037**  
Córcega, 381, 4ª Planta  
Tel.: (93) 290 26 92  
Fax: (93) 290 26 93

**LA CORUÑA -15679**  
Curros Enriquez 41  
(N-VI) El Temple  
Tel.: (981) 63 40 41  
Fax: (981) 63 92 63

**MARRATXI - 07141**  
(Mallorca)  
Polig. Ind. Can Rubiol  
Cellelers, 142  
Tel.: (971) 22 64 72  
Fax: (971) 60 43 64

**LAGUNA DE DUERO - 47140**  
(Valladolid)  
Avda. de Madrid, 82  
Tel.: (983) 54 21 31  
Fax: (983) 54 21 33

**ZARAGOZA - 50015**  
Plataforma Logística  
de Zaragoza-Plaza  
C/. Pertusa, 12  
Parcela ALI 7.1  
Tel.: (976) 74 90 74  
Fax: (976) 74 90 75

**LISBOA - 2735-521 Cácem**  
Estrada Nacional, 249 - km. 1,8 - D  
San Marcos  
Tel: 00 - 351 - 21 - 427 00 00  
Fax: 00 - 351 - 21 - 426 46 56