



CONTENEDORES ALMACENAMIENTO CRYOSYSTEM



- Los contenedores de la serie Cryosystem de boca ancha se utilizan para el almacenamiento en fase líquida de muestras biológicas para larga duración y bajo consumo de nitrógeno.
- Almacenamiento de tubos en racks con fácil acceso.
- Capacidad de llenado de nitrógeno entre 61 y 175 litros.
- Fabricados en aluminio y aislados al vacío.
- Opción de base rodable.
- Certificado CE como Producto Sanitario según la directiva 93/42/EEC.

CARACTERÍSTICAS



	CRYOSYSTEM 2000	CRYOSYSTEM 4000	CRYOSYSTEM 6000
Capacidad LIN (lit.)	61	121	175
Pérdida estática (lit./día)	0,85	0,99	0,99
Nº racks	4	4	6
Cajas de tubo por rack	5	10	10
Nº tubos de 2 ml	2.000	4.000	6.000
Diámetro boca (mm)	216	216	216
Altura (mm)	692	965	959
Diámetro exterior (mm)	559	559	665
Peso vacío (kg)	26,3	36,7	46,7
Peso lleno (kg)	82,5	136	193

CÓDIGOS

76314	Contenedor Cryosystem 2000	3.327.75.501	Tapón de repuesto Cryosystem 2000 y 4000
		3.327.75.521	Tapón de repuesto Cryosystem 6000
76316	Contenedor Cryosystem 4000	76315	Base con ruedas Cryosystem 2000 y 4000
		76318	Base con ruedas Cryosystem 6000
76317	Contenedor Cryosystem 6000	76288	Caja cuadrada de plástico para 100 tubos

CENTRAL: 08009 - Barcelona, Aragón 300, Tel: (93) 290 26 00, Fax: (93) 290 26 10

SUCURSALES

ALICANTE - 03113
Pol. Ind. de las Atalayas
Parcela 157
Tel.: (965) 11 24 60
Fax: (965) 28 60 74

TELDE - 35219
(Las Palmas G. C.)
Urbanización Industrial
Salinetas
Tel.: (928) 13 02 90
Fax: (928) 13 34 81

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 28703 (Madrid)
Avda Tenerife, 2 - Edif. 1
Tel.: (91) 657 95 58
Fax: (91) 657 95 68

SEVILLA - 41013
Av. Ramón Carande, 10
Tel.: (95) 423 95 51
Fax: (95) 423 93 80

ARRIGORRIAGA - 48480
(Vizcaya)
Barrio del Chaco, s/n
Tel.: (94) 671 92 06
Fax: (94) 671 92 28

EN PORTUGAL (GASIN)

OPORTO 4451-801
Leça da Palmeira
Rua do Progresso 53
Perafita - Apartado 3051
Tel: 00 - 351 - 22 - 999 83 00
Fax: 00 - 351 - 22 - 999 83 20

BARCELONA - 08037
Córcega, 381, 4ª Planta
Tel.: (93) 290 26 92
Fax: (93) 290 26 93

LA CORUÑA -15679
Curros Enríquez 41
(N-VI) El Temple
Tel.: (981) 63 40 41
Fax: (981) 63 92 63

MARRATXI - 07141
(Mallorca)
Polig. Ind. Can Rubiol
Cellelers, 142
Tel.: (971) 22 64 72
Fax: (971) 60 43 64

LAGUNA DE DUERO - 47140
(Valladolid)
Avda. de Madrid, 82
Tel.: (983) 54 21 31
Fax: (983) 54 21 33

ZARAGOZA - 50015
Plataforma Logística
de Zaragoza-Plaza
C/. Pertusa, 12
Parcela ALI 7.1
Tel.: (976) 74 90 74
Fax: (976) 74 90 75

LISBOA - 2735-521 Cácem
Estrada Nacional, 249 - km. 1,8 - D
San Marcos
Tel: 00 - 351 - 21 - 427 00 00
Fax: 00 - 351 - 21 - 426 46 56