



CONTENEDORES ALMACENAMIENTO SERIE SC




- Los contenedores de la serie SC se utilizan para el almacenamiento en fase líquida de muestras biológicas para larga duración y bajo consumo de nitrógeno.
- Almacenamiento de tubos o pajuelas en cánisters.
- Capacidad de llenado de nitrógeno entre 3,6 y 33 litros.
- Fabricados en aluminio y aislados al vacío.
- Certificado CE como Producto Sanitario según la directiva 93/42/EEC.

CARACTERÍSTICAS



	SC 3/3	SC 8/5	SC 11/7	SC 16/11	SC 20/20	SC 36/32	SC 33/26
Capacidad LIN (lit.)	3,6	8,4	11,0	16,4	20,5	36,5	33,0
Pérdida estática (lit./día)	0,13	0,15	0,16	0,14	0,09	0,10	0,13
Nº cánisters	6	6	6	9	6	6	6
Altura cánisters (mm)	127	127	279	127	279	279	279
Nº pajuelas 1/2 cc	1.122	1.122	1.122	1.098	780	780	780
Nº tubos 2 ml	--	--	210	--	150	150	150
Diámetro boca (mm)	55,4	55,4	55,4	55,4	51	51	51
Altura (mm)	406	470	549	444	652	690	657
Diámetro exterior (mm)	222	260	260	438	368	464	464
Peso vacío (kg)	3,6	5,3	7,7	6,4	11,8	15,4	15,4
Peso lleno (kg)	6,5	12,1	16,6	19,6	28,3	44,8	42,4



- A - Tapa de policarbonato a prueba de fugas
- B - Tapa de fácil mantenimiento
- C - Construcción en aluminio ligero de alta resistencia
- D - Cuello de alta resistencia, reduce pérdidas de LIN
- E - Pestaña para cerradura
- F - Código de colores y números para identificación de muestras
- G - Sistema de cierre para retención del vacío
- H - Sistema de guiado para facilitar colocación de cánister
- J - Sistema de aislamiento

CÓDIGOS

76304	Contenedor SC 3/3	40833	Tapón contenedor SC 3/3, SC 8/5 y SC 11/7
76305	Contenedor SC 8/5	3.327.75.331	Tapón contenedor SC 16/11
76306	Contenedor SC 11/7	76308	Tapón contenedor SC 20/20, SC 33/26 y SC 36/32
3.327.75.330	Contenedor SC 16/11		
76307	Contenedor SC 20/20	3.327.75.432	Base rodable SC 33/26
76309	Contenedor SC 33/26		
3.327.75.360	Contenedor SC 36/32		

CENTRAL: 08009 - Barcelona, Aragón 300, Tel: (93) 290 26 00, Fax: (93) 290 26 10

SUCURSALES

ALICANTE - 03113
Pol. Ind. de las Atalayas
Parcela 157
Tel.: (965) 11 24 60
Fax: (965) 28 60 74

TELDE - 35219
(Las Palmas G. C.)
Urbanización Industrial
Salinetas
Tel.: (928) 13 02 90
Fax: (928) 13 34 81

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 28703 (Madrid)
Avda Tenerife, 2 - Edif. 1
Tel.: (91) 657 95 58
Fax: (91) 657 95 68

SEVILLA - 41013
Av. Ramón Carande, 10
Tel.: (95) 423 95 51
Fax: (95) 423 93 80

ARRIGORRIAGA - 48480
(Vizcaya)
Barrio del Chaco, s/n
Tel.: (94) 671 92 06
Fax: (94) 671 92 28

EN PORTUGAL (GASIN)

OPORTO 4451-801
Leça da Palmeira
Rua do Progresso 53
Perafita - Apartado 3051
Tel: 00 - 351 - 22 - 999 83 00
Fax: 00 - 351 - 22 - 999 83 20

BARCELONA - 08037
Córcega, 381, 4ª Planta
Tel.: (93) 290 26 92
Fax: (93) 290 26 93

LA CORUÑA -15679
Curros Enríquez 41
(N-VI) El Temple
Tel.: (981) 63 40 41
Fax: (981) 63 92 63

MARRATXI - 07141
(Mallorca)
Polig. Ind. Can Rubiol
Cellelers, 142
Tel.: (971) 22 64 72
Fax: (971) 60 43 64

LAGUNA DE DUERO - 47140
(Valladolid)
Avda. de Madrid, 82
Tel.: (983) 54 21 31
Fax: (983) 54 21 33

ZARAGOZA - 50015
Plataforma Logística
de Zaragoza-Plaza
C/. Pertusa, 12
Parcela ALI 7.1
Tel.: (976) 74 90 74
Fax: (976) 74 90 75

LISBOA - 2735-521 Cácem
Estrada Nacional, 249 - km. 1,8 - D
San Marcos
Tel: 00 - 351 - 21 - 427 00 00
Fax: 00 - 351 - 21 - 426 46 56