



## CONTENEDORES ALMACENAMIENTO SERIE XC




- Los contenedores de la serie XC se utilizan para el almacenamiento en fase líquida de muestras biológicas para larga duración y bajo consumo de nitrógeno.
- Almacenamiento de tubos o pajuelas en cánisters.
- Capacidad de llenado de nitrógeno entre 33,4 y 47,4 litros.
- Fabricados en aluminio y aislados al vacío.
- Opción de base rodable.
- Certificado CE como Producto Sanitario según la directiva 93/42/EEC.

## CARACTERÍSTICAS



	XC 33/22	XC 34/18	XC 32/8	XC 47/11-6
Capacidad LIN (lit.)	33,4	34,8	32	47,4
Pérdida estática (lit./día)	0,14	0,18	0,35	0,39
Nº cánisters	6	6	9	6
Altura cánisters (mm)	279	279	279	279
Nº pajuelas 1/2 cc	1.764	3.000	3.960	6.216
Nº tubos 2 ml	360	630	855	1.320
Diámetro boca (mm)	70	89	97	127
Altura (mm)	660	675	546	673
Diámetro exterior (mm)	464	464	464	508
Peso vacío (kg)	15,4	15,4	13,6	19
Peso lleno (kg)	42,5	43,5	39,5	54,6



- A - Tapa de policarbonato a prueba de fugas
- B - Tapa de fácil mantenimiento
- C - Construcción en aluminio ligero de alta resistencia
- D - Cuello de alta resistencia, reduce pérdidas de LIN
- E - Pestaña para cerradura
- F - Código de colores y números para identificación de muestras
- G - Sistema de cierre para retención del vacío
- H - Sistema de guiado para facilitar colocación de cánister
- J - Sistema de aislamiento

## CÓDIGOS

76310	Contenedor XC 33/22	3.327.75.401	Tapón contenedor XC 33/22
3.327.75.410	Contenedor XC 34/18	3.327.75.411	Tapón contenedor XC 34/18
76312	Contenedor XC 32/8	3.327.75.421	Tapón contenedor XC 32/8
76313	Contenedor XC 47/11-6	3.327.75.431	Tapón contenedor XC 47/11-6
		76311	Base rodable para contenedor XC 33/22 y XC 34/18

CENTRAL: 08009 - Barcelona, Aragón 300, Tel: (93) 290 26 00, Fax: (93) 290 26 10

## SUCURSALES

**ALICANTE - 03113**  
Pol. Ind. de las Atalayas  
Parcela 157  
Tel.: (965) 11 24 60  
Fax: (965) 28 60 74

**TELDE - 35219**  
(Las Palmas G. C.)  
Urbanización Industrial  
Salinetas  
Tel.: (928) 13 02 90  
Fax: (928) 13 34 81

**SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - 28703 (Madrid)**  
Avda Tenerife, 2 - Edif. 1  
Tel.: (91) 657 95 58  
Fax: (91) 657 95 68

**SEVILLA - 41013**  
Av. Ramón Carande, 10  
Tel.: (95) 423 95 51  
Fax: (95) 423 93 80

**ARRIGORRIAGA - 48480**  
(Vizcaya)  
Barrio del Chaco, s/n  
Tel.: (94) 671 92 06  
Fax: (94) 671 92 28

**EN PORTUGAL (GASIN)**

**OPORTO 4451-801**  
Leça da Palmeira  
Rua do Progresso 53  
Perafita - Apartado 3051  
Tel: 00 - 351 - 22 - 999 83 00  
Fax: 00 - 351 - 22 - 999 83 20

**BARCELONA - 08037**  
Córcega, 381, 4ª Planta  
Tel.: (93) 290 26 92  
Fax: (93) 290 26 93

**LA CORUÑA -15679**  
Curros Enríquez 41  
(N-VI) El Temple  
Tel.: (981) 63 40 41  
Fax: (981) 63 92 63

**MARRATXI - 07141**  
(Mallorca)  
Polig. Ind. Can Rubiòl  
Cellelers, 142  
Tel.: (971) 22 64 72  
Fax: (971) 60 43 64

**LAGUNA DE DUERO - 47140**  
(Valladolid)  
Avda. de Madrid, 82  
Tel.: (983) 54 21 31  
Fax: (983) 54 21 33

**ZARAGOZA - 50015**  
Plataforma Logística  
de Zaragoza-Plaza  
C/. Pertusa, 12  
Parcela ALI 7.1  
Tel.: (976) 74 90 74  
Fax: (976) 74 90 75

**LISBOA - 2735-521 Cácem**  
Estrada Nacional, 249 - km. 1,8 - D  
San Marcos  
Tel: 00 - 351 - 21 - 427 00 00  
Fax: 00 - 351 - 21 - 426 46 56